

Anticorpo Policlonal Anti-Mus81 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q96Ny9

Número do item: CM0027067



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado contra MUS81 humano, uma endonuclease específica de estrutura envolvida no reparo de DNA e na estabilidade do genoma. Adequado para WB, IHC-P, ELISA; reage de forma cruzada com humano, camundongo e rato.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	MUS81 Coelho pAb
Observações/Apelido	SLX3; MUS81
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	80198
GeneID	80198
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-350 do MUS81 humano (NP_079404.3).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q96NY9
Peso Proteico	61kDa
Transporte	Saco de Gelo