

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Musashi-1 (Msi1) Para Wb, If/Icc, Elisa - O43347

Número do item: CM0004984

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho Musashi-1 (MSI1) validado para WB, IF/ICC e ELISA. Reage com humano e rato. Tem como alvo o N-terminal (aa 1-100) desta proteína de ligação a RNA de 39 kDa envolvida na manutenção de células-tronco e sinalização Notch.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho Musashi-1 (MSI1)
Observações/Apelido	MSI1; proteína de ligação a RNA musashi 1; Musashi-1 (MSI1)
Espécie	Humano
GeneID (humano)	4440
GeneID	4440
Imunogénio	Péptido Sintético Um péptido sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 do MSI1 humano (O43347).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	O43347
Peso Proteico	39kDa
Envio	Bolsa de Gelo