

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Musashi-1 (Msi1) Para Wb, Ihc-P, Elisa - O43347

Número do item: CM0026951

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra Musashi-1 (MSI1) humano, validado para WB, IHC-P e ELISA. Reage de forma cruzada com humano, rato e camundongo. Adequado para pesquisa com células-tronco e neurobiologia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo pAb de Coelho Musashi-1 (MSI1)
Observações/Apêndice	MSI1; Musashi-1 (MSI1)
Espécie	Humano
ID do Gene	4440
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 200-362 do Musashi-1 (MSI1) humano (NP_002433.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O43347
Peso Proteico	39kDa
Envio	Saco de Gelo