


Anti-Musashi-2 (Msi2) Anticorpo Monoclonal De Coelho Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q96Dh6

Número do item: CM0002088



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta qualidade contra Musashi-2 (MSI2), validado para WB, IHC-P e ELISA. Reage com amostras humanas, de camundongo e de rato. Ideal para estudar a manutenção de células-tronco e a regulação traducional.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	Musashi-2 (MSI2) Rabbit mAb
Observações/Apelido	MSI2H; Musashi-2 (MSI2)
Espécie	Humano
GeneID (humano)	124540
GeneID	124540
Imunógeno	Peptídeo Sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 200-300 do Musashi-2 (MSI2) humano (Q96DH6).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q96DH6
Peso da Proteína	35kDa
Envio	Saco de gelo