


Anticorpo Monoclonal Anti-Muscarínico Achr M2 (Acm2) Para Wb, Ihc-P, Elisa - P08172

Número do item: CM0004021



introdução

Anticorpo monoclonal recombinante de coelho contra o receptor muscarínico de acetilcolina M2 humano (ACM2). Adequado para WB, IHC-P, ELISA; reage de forma cruzada com camundongo e rato. Ideal para pesquisa de sinalização de GPCR e neurociência.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho Muscarínico AChR M2 (ACM2)
Observações/Apelido	HM2; Receptor Muscarínico AChR M2 (ACM2)
Espécie	Humano
GeneID	1129
Imunógeno	Peptídeo Sintético: Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 100-200 do Receptor Muscarínico AChR M2 humano (ACM2) (P08172)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P08172
Peso Proteico	52kDa
Envio	Saco de gelo