


Anticorpo Policlonal Anti-Mvb12A Para Wb, Elisa - Q96Ey5

Número do item: CM0018986



introdução

MVB12A Rabbit pAb, um anticorpo policlonal produzido em coelho contra MVB12A humano, é adequado para WB e ELISA. Reage cruzadamente com rato e é ideal para pesquisas sobre o complexo ESCRT-I e tráfego endocítico.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	MVB12A Rabbit pAb
Observações/Apelido	CFBP; FAM125A; MVB12A
Espécie	Humano
GeneID (humano)	93343
GeneID	93343
Imunógeno	Proteína Recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-273 do MVB12A humano (NP_612410.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Rato
SWISS	Q96EY5
Peso da Proteína	29kDa
Envio	Saco de gelo