

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Mvd Para Wb E Elisa - P53602

Número do item: CM0002643



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra MVD humano (diphosphomevalonate decarboxylase), validado para WB e ELISA. Reage de forma cruzada com humano e rato; peso molecular 43kDa. Adequado para pesquisa em biossíntese de colesterol e via do mevalonato.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de Coelho Anti-MVD
Observações/Apelido	MPD; MDDase; POROK7; FP17780; MVD
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	4597
GeneID	4597
Imunógeno	Peptídeo Sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 250-350 do MVD humano (P53602).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	P53602
Peso Proteico	43kDa
Envio	Bolsa de Gelo