


Anticorpo Policlonal Anti-Mvk Para Wb, Elisa - Q03426

Número do item: CM0027403



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra a mevalonato quinase humana (MVK), validado para Western blot e ELISA. Ideal para estudos de metabolismo do colesterol e desenvolvimento de ensaios de diagnóstico.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	MVK Rabbit pAb
Observações/Apelido	MK; LRBP; MVLK; POROK3; MVK
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	4598
GeneID	4598
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 40-300 do MVK humano (NP_000422.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q03426
Peso da Proteína	42kDaDa
Envio	Saco de gelo