


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Mxd1 (Wb, Elisa) - Q05195

Número do item: CM0030600



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao MXD1 humano (MAD). Validado para aplicações em WB e ELISA. Adequado para pesquisa sobre repressão transcricional, antagonismo a MYC e regulação da telomerase. Reage com espécies humanas e de rato.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	MXD1 Rabbit pAb
Observações/Alias	MAD; MAD1; BHLHC58; MXD1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	4084
ID do Gene	4084
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 100-200 do MXD1 humano (NP_002348.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonal
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	Q05195
Peso da Proteína	25kDa
Envio	Saco de gelo