

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Mxi1 Para Wb E Elisa - P50539

Número do item: CM0015834

introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-MXI1 validado para Western blot e ELISA. Detecta MXI1 humano, de camundongo e de rato, um repressor transcricional que antagoniza o MYC. Adequado para estudos de câncer e regulação da transcrição.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Descrição
Nome do produto	MXI1 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	MXI; MAD2; MXD2; bHLHc11; MXI1
Espécie	Humana
ID do gene (humano)	4601
ID do gene	4601
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 170-295 do MXI1 humano (NP_569157.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Humana, camundongo, rato
SWISS	P50539
Peso da proteína	26 kDa
Envio	Saco de gelo