

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Mxi1 Para Wb, Elisa - P50539

Número do item: CM0027859

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra MXI1 humano, validado para WB e ELISA. Apresenta reatividade cruzada com camundongo e rato. Adequado para o estudo do antagonismo transcricional de MYC e regulação nucleossômica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	MXI1 Rabbit pAb
Observações/Alias	MXI; MAD2; MXD2; bHLHc11; MXI1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	4601
GeneID	4601
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 76-295 de MXI1 humano (NP_569157.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P50539
Peso da Proteína	26kDa
Envio	Bolsa de gelo