

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Mybbp1A Para Wb - Q9Bqg0

Número do item: CM0026381

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado a MYBBP1A (P160/PAP2). Validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA; reage com humano, camundongo e rato. Ideal para pesquisa em transcrição e biogênese de ribossomos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	MYBBP1A Rabbit pAb
Observações/Alias	P160; PAP2; Pol5; MYBBP1A
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	10514
ID do Gene	10514
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1104-1328 da MYBBP1A humana (NP_055335.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9BQG0
Peso da Proteína	149kDa
Envio	Bolsa de gelo