

Anticorpo Policlonal Anti-Mybpc2 Para Wb, Elisa - Q14324

Número do item: CM0017318



introdução

Anticorpo policlonal de coelho MYBPC2 para aplicações de Western blot e ELISA. Detecta MYBPC2 humano, de rato e de camundongo. Útil para investigar a função e contração de proteínas musculares.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	MYBPC2 Coelho pAb
Observações/Apelido	MYBPC; MYBPCF; fsMyBP-C; MYBPC2
Espécie	Humano
GeneID (humano)	4606
GeneID	4606
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 912-1141 do MYBPC2 humano (NP_004524.3).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q14324
Peso Proteico	128kDa
Envio	Saco de Gelo