


Anti-Mybpc2 Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q14324

Número do item: CM0025994



introdução

MYBPC2 Rabbit pAb, um anticorpo policlonal para WB, IHC-P, ELISA, reconhece a proteína de ligação à miosina C de tipo rápido (128kDa) em humano, camundongo e rato. Ideal para estudos de contração muscular e proteínas estruturais.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	MYBPC2 Rabbit pAb
Observações/Apelido	MYBPC; MYBPCF; fsMyBP-C; MYBPC2
Espécie	Humano
GeneID	4606
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 912-1141 do MYBPC2 humano (NP_004524.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	Q14324
Peso Proteico	128kDa
Envio	Saco de gelo