


Anticorpo Policlonal Anti-Mybpc3 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q14896

Número do item: CM0016963



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra MYBPC3 humano (proteína C de ligação à miosina cardíaca), validado para WB, IHC-P, ELISA. Reage de forma cruzada com camundongo e rato. Adequado para pesquisa de músculo cardíaco e cardiomiopatia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	MYBPC3 Coelho pAb
Observações/Apelido	FHC; CMH4; CMD1MM; LVNC10; MYBP-C; cMyBP-C; MYBPC3
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	4607
ID do Gene	4607
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 200-400 do MYBPC3 humano (NP_000247.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	Q14896
Peso da Proteína	141kDa
Remessa	Saco de gelo