


Anticorpo Policloonal De Coelho Anti-Mycbp Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q99417

Número do item: CM0026175



introdução

Anticorpo policloonal de coelho anti-MYCBP validado para WB, IHC-P e ELISA. Tem como alvo a proteína de ligação a c-Myc humana (AMY-1), um regulador chave da atividade transcricional de MYC. Ideal para estudos de vias de câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de Coelho MYCBP
Observações/Apelido	AMY-1; MYCBP
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	26292
ID do Gene	26292
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-103 da MYCBP humana (NP_036465.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q99417
Peso da Proteína	12kDa
Envio	Saco de gelo