

Anticorpo Monoclonal Anti-Myd88 Para Wb, Elisa - Q99836

Número do item: CM0006842

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra MyD88 humano, validado para WB e ELISA, com reatividade cruzada com camundongo e rato. Essencial para o estudo da sinalização TLR/IL-1R e aplicações de pesquisa em imunidade inata.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	MyD88 Rabbit mAb
Observações/Apelido	WM1; IMD68; MYD88D; MyD88
Espécie	Humano
ID do gene (humano)	4615
ID do gene	4615
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 50-150 de MyD88 humano (NP_002459.3)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Camundongo, rato
SWISS	Q99836
Peso da proteína	33 kDa
Transporte	Bolsa de gelo