

Anticorpo Policlonal Anti-Myd88 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q99836

Número do item: CM0014634



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o MyD88 humano (SWISS: Q99836). Validado para WB, IF/ICC e ELISA, com reatividade cruzada para camundongo e rato. Ideal para estudos de sinalização imune inata de TLR/IL-1R e resposta inflamatória.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	MyD88 pAb de Coelho
Observações/Apelido	WM1, IMD68, MYD88D, MyD88
Espécie	Humano
GeneID (humano)	4615
GeneID	4615
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 20-140 do MyD88 humano (NP_002459.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q99836
Peso da Proteína	33 kDa
Envio	Saco com gelo