


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Myd88 [Validado Por Ko] Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q99836

Número do item: CM0003029



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho validado por KO contra MyD88 humano, validado para WB, IHC-P, ELISA. Reage de forma cruzada com camundongo e rato. Ideal para pesquisa em imunidade inata e sinalização de TLR.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho MyD88 [Validado por KO]
Observações/Apelido	WM1; IMD68; MYD88D; 88
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	4615
ID do Gene	4615
Imunógeno	Peptídeo Sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 50-150 do MyD88 humano (NP_002459.3).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q99836
Peso Proteico	15kDa/20kDa/28kDa/31kDa/33kDa/34kDa
Envio	Em saco de gelo