

## Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Myd88 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q99836

Número do item: CM0015939



### introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra MyD88, validado para WB, IHC-P e ELISA em humanos, ratos e ratazanas. MyD88 é um adaptador essencial nas vias de sinalização imunitária inata TLR/IL-1R. Ideal para investigação em imunologia e doenças inflamatórias.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                                                     |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do produto     | MyD88 pAb de coelho                                                                                                       |
| Observações/alias   | WM1; IMD68; MYD88D; MyD88                                                                                                 |
| Espécie             | Humano                                                                                                                    |
| GeneID (humano)     | 4615                                                                                                                      |
| GeneID              | 4615                                                                                                                      |
| Imunogénio          | Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 60-309 do MyD88 humano (NP_002459.2) |
| Origem              | Coelho                                                                                                                    |
| Categoria           | Anticorpos policlonais                                                                                                    |
| Aplicação           | WB, IHC-P, ELISA                                                                                                          |
| Reatividade cruzada | Humano, rato e ratazana                                                                                                   |
| SWISS               | Q99836                                                                                                                    |
| Peso da proteína    | 33 kDa                                                                                                                    |
| Expedição           | Bolsa de gelo                                                                                                             |