

Anticorpo Policlonal Anti-Myef2 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9P2K5

Número do item: CM0020821

introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-MYEF2 de alta qualidade para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Detecta MYEF2 em amostras humanas, de camundongo e de rato. Tem como alvo o repressor transcricional do gene da mielina, apoiando pesquisas em neurociência.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	MYEF2 Rabbit pAb
Observações/Alias	MEF-2, MST156, myEF-2, MSTP156, HsT18564, MYEF2
Espécie	Humano
GeneID	50804
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-120 do MYEF2 humano (NP_001288139.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9P2K5
Peso da Proteína	64kDa
Envio	Bolsa de gelo