

Anticorpo Monoclonal Anti-Proteína Básica Da Mielina (Mbp) Para Wb - P02686

Número do item: CM0010485



introdução

Anticorpo monoclonal recombinante de coelho direcionado à Proteína Básica da Mielina (MBP) humana. Validado para WB, IF-P, IHC-P e ELISA com reatividade cruzada para camundongo e rato. Ideal para neurociência e desenvolvimento de ensaios IVD.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho para Proteína Básica da Mielina
Observações/Apelido	MBP
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	4155
GeneID	4155
Imunógeno	Proteína recombinante
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P02686
Peso Proteico	33kDa
Envio	Saco de gelo