

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Proteína Básica Da Mielina (Mbp) Para Wb, Ihc-P, If-P, Elisa - P02686

Número do item: CM0019669



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade direcionado à Proteína Básica da Mielina (MBP) humana. Validado para WB, IHC-P, IF-P e ELISA, com reatividade cruzada com camundongo e rato. Ideal para pesquisas em neurociência e desmielinização.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	pAb de coelho contra a Proteína Básica da Mielina
Observações/Apelido	MBP; Proteína Básica da Mielina
Espécie	Humana
GeneID (humano)	4155
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 80-165 da Proteína Básica da Mielina humana (NP_001020272.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade cruzada	Humana, camundongo, rato
SWISS	P02686
Peso da proteína	33 kDa
Envio	Embalagem de gelo