

Anticorpo Monoclonal De Anti-Proteína Básica De Mielina De Camundongo Para Wb - P02686

Número do item: CM0012780



introdução

Anticorpo monoclonal de camundongo Anti-Proteína Básica de Mielina (MBP) para WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Reage com humano, camundongo, rato. Detecta uma banda de 33 kDa. Ideal para pesquisa em neurobiologia e esclerose múltipla.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Proteína Básica de Mielina mAb de Camundongo
Observações/Apelido	MBP
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	4155
GeneID	4155
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-304 da Proteína Básica de Mielina humana (NP_001020272.1).
Fonte	Camundongo
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P02686
Peso da Proteína	33kDa
Envio	Saco de gelo