

Anticorpo Monoclonal Anti-Glicoproteína De Oligodendrócito Mielínico Para Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - Q16653

Número do item: CM0012557

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho que visa a glicoproteína de oligodendrócito mielínico (MOG) humana, uma proteína de mielina específica do SNC e receptor do vírus da rubéola. Adequado para WB, IF/ICC, IHC-P e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Glicoproteína de oligodendrócito mielínico Coelho mAb
Observações/Apelido	BTN6; BTNL11; MOGIG2; NRCLP7; Glicoproteína de oligodendrócito mielínico
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	4340
GeneID	4340
Imunógeno	Peptídeo Sintético
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q16653
Peso da Proteína	28kDa
Envio	Saco com gelo