

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Glicoproteína De Mielina De Oligodendrócito Para Wb E Elisa - Q16653

Número do item: CM0030651

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra a Glicoproteína de Mielina de Oligodendrócito humana (MOG, Q16653) para WB e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato; imunógeno recombinante (aa 30-154).

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Policlonal de Coelho contra Glicoproteína de Mielina de Oligodendrócito
Observações/Apelido	BTN6; BTNL11; MOGIG2; NRCLP7; Glicoproteína de Mielina de Oligodendrócito
Espécie	Humano
GeneID	4340
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 30-154 da Glicoproteína de Mielina de Oligodendrócito humana (NP_996532.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q16653
Peso Proteico	28kDa
Envio	Bolsa de Gelo