

Anticorpo Monoclonal Anti-Proteína Zero De Mielina (Mpz) Para Wb - P25189

Número do item: CM0007560



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho que visa a Proteína Zero de Mielina (MPZ) humana para Western blot e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Ideal para pesquisas sobre mielinização do sistema nervoso periférico e neuropatias.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Descrição
Nome do Produto	Proteína Zero de Mielina (MPZ) mAb de Coelho
Observações/Apelido	P0; CHM; DSS; MPP; CHN2; CMT1; CMT1B; CMT2I; CMT2J; CMT4E; CMTDI3; CMTDID; HMSNIB; Proteína Zero de Mielina (MPZ)
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	4359
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 149-248 da Proteína Zero de Mielina (MPZ) humana (NP_000521.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	P25189
Peso da Proteína	28kDa
Envio	Saco com gelo