

## Anticorpo Policlonal Anti-Proteína Zero Da Mielina (Mpz) Para Wb, Elisa - P25189

Número do item: CM0021694



### introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra a proteína zero da mielina humana (MPZ) para Western blot (WB) e ELISA. Validado em humanos, camundongos e ratos. Ideal para pesquisas sobre a mielinização dos nervos periféricos.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro            | Detalhes                                                                                                                                            |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto      | pAb de coelho contra a proteína zero da mielina (MPZ)                                                                                               |
| Observações/Apelidos | P0; CHM; DSS; MPP; CHN2; CMT1; CMT1B; CMT2I; CMT2J; CMT4E; CMTDI3; CMTDID; HMSNIB; Proteína Zero da Mielina (MPZ)                                   |
| Espécie              | Humana                                                                                                                                              |
| ID do Gene (Humano)  | 4359                                                                                                                                                |
| ID do Gene           | 4359                                                                                                                                                |
| Imunógeno            | Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 30-153 da proteína zero da mielina humana (MPZ) (NP_000521.2). |
| Origem               | Coelho                                                                                                                                              |
| Categoria            | Anticorpos Policlonais                                                                                                                              |
| Aplicação            | WB, ELISA                                                                                                                                           |
| Reatividade Cruzada  | Humano, Camundongo, Rato                                                                                                                            |
| SWISS                | P25189                                                                                                                                              |
| Peso da Proteína     | 28 kDa                                                                                                                                              |
| Envio                | Gelo em bolsa                                                                                                                                       |