


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Mieloblastina (Proteinase 3/Pr3) Para If-P, Elisa - P24158

Número do item: CM0003868



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta qualidade direcionado à Proteinase 3 humana (PR3/Mieloblastina). Validado para IF-P e ELISA. Reconhece uma serina protease de neutrófilos, um autoantígeno c-ANCA chave. - P24158

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Detalhes
Nome do Produto	Proteinase 3/PR3 Rabbit mAb
Observações/Apelidos	MBN; MBT; NP4; P29; PR3; ACPA; AGP7; NP-4; PR-3; CANCA; C-ANCA; Proteinase 3/PR3
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	5657
GeneID	5657
Imunógeno	Peptídeo Sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 da Proteinase 3/PR3 humana (P24158).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	IF-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humana
SWISS	P24158
Peso da Proteína	28kDa
Transporte	Bolsa de gelo