

Mab De Coelho Anti-Mieloperoxidase (Mpo) Para Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P05164

Número do item: CM0006460



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra a mieloperoxidase humana (MPO), validado para WB, IF/ICC, IHC-P e ELISA. Detecta MPO em amostras humanas, de camundongo e de rato — ideal para pesquisas sobre inflamação e imunidade inata.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	mAb de coelho contra a mieloperoxidase (MPO)
Observações/alias	MPO; mieloperoxidase; Mieloperoxidase (MPO)
Espécie	Humana
GeneID (humano)	4353
GeneID	4353
Imunógeno	Proteína recombinante
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade cruzada	Humana, camundongo, rato
SWISS	P05164
Peso da proteína	84 kDa
Envio	Bolsa de gelo