

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Mieloperoxidase (Mpo) Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P11247

Número do item: CM0022233

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado à mieloperoxidase (Mpo) de camundongo, adequado para WB, IF-P, IHC-P e ELISA. Detecta Mpo em amostras humanas, de camundongo e de rato, possibilitando pesquisas sobre a biologia dos neutrófilos, NETose e respostas imunes oxidativas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de Coelho Anti-Mpo de Camundongo
Observações/Alias	mKIAA4033; Mpo de Camundongo
Espécie	Camundongo
GeneID (Humano)	4353
GeneID	17523
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 16-718 da Mpo de camundongo (NP_034954.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P11247
Peso da Proteína	81 kDa
Envio	Bolsa de gelo