

Anticorpo Policlonado Anti-Myh1 Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P12882

Número do item: CM0025873

introdução

Anticorpo policlonado de coelho de alta qualidade contra MYH1 humano (miosina-1, MyHC-2x). Validado para WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Reage com seres humanos, camundongos e ratos. Adequado para pesquisa de função auditiva e muscular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	MYH1 Rabbit pAb
Observações/Alias	MYHa; HEL71; MYHSA1; MyHC-2x; MyHC-2X/D; MYH1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	4619
GeneID	4619
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-100 do MYH1 humano (NP_005954.3)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonados
Aplicação	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P12882
Peso Proteico	223 kDa
Envio	Bolsa de gelo