

Anticorpo Policlonal Anti-Myh13 Para Wb, If-P, Elisa - Q9Ukx3

Número do item: CM0017603

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra MYH13 humano (Miosina-13), validado para Western blot, imunofluorescência e ELISA; reage cruzadamente com camundongo e rato. Ideal para estudar a contração de fibras de contração rápida do músculo estriado em músculos extraoculares e laringeos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	MYH13 pAb de Coelho
Observações/Apelido	MyHC-eo; MyHC-III; MYH13
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	8735
GeneID	8735
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1240-1320 do MYH13 humano (NP_003793.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	Q9UKX3
Peso Proteico	224kDa
Envio	Saco de gelo