


Anticorpo Policlonal Anti-Myh14 Para Wb, Elisa - Q7Z406

Número do item: CM0029815



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra MYH14 (miosina-14) humana, adequado para WB e ELISA, com reatividade cruzada para humano e rato. Uma ferramenta chave para estudar a miosina II não muscular na forma celular e na citocinese.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	MYH14 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	DFNA4, MHC16, MYH17, PNMHH, DFNA4A, miosina, FP17425, NMHC II-C, NMHC-II-C, MYH14
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	79784
GeneID	79784
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 600-700 da MYH14 humana (NP_079005.3)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	Q7Z406
Peso Proteico	228 kDa
Envio	Bolsa de gelo