

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Myh4/Myh2B Para Wb - Q9Y623

Número do item: CM0011555

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta qualidade direcionado a miosina-4 (MYH4/MyHC-IIb) para WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Reação cruzada com humano, camundongo e rato. 223 kDa. Ideal para pesquisa muscular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb anti-MYH4 de Coelho
Observações/Apelidos	MYH2B; MyHC-2B; MyHC-IIb
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	4622
GeneID	4622
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 1500-1600 da MYH4 humana (NP_060003.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9Y623
Peso Proteico	223 kDa
Envio	Bolsa de gelo