


## Anti-Myh6/A-Mhc Anticorpo Policlonal De Coelho - Q02566

Número do item: CM0026875



### introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra MYH6/ $\alpha$ -MHC (Miosina-6) de camundongo para WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Ideal para pesquisa de músculo cardíaco.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                             |
|---------------------|---------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | MYH6/ $\alpha$ -MHC pAb de Coelho                 |
| Observações/Apelido | Myhca; Myhc-a; alphaMHC; alpha-MHC; A830009F23Rik |
| Espécie             | Camundongo                                        |
| GeneID (Humano)     | 4624                                              |
| GeneID              | 17888                                             |
| Imunógeno           | Peptídeo sintético                                |
| Fonte               | Coelho                                            |
| Categoria           | Anticorpos Policlonais                            |
| Aplicação           | WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ELISA                      |
| Reatividade Cruzada | Camundongo, Rato                                  |
| SWISS               | Q02566                                            |
| Peso Proteico       | 224kDa                                            |
| Envio               | Saco com gelo                                     |