

Anticorpo Monoclonal Anti-Myh6/Myh7 Para Wb, If-P, Elisa - P13533 / P12883

Número do item: CM0008754

introdução

MYH6/MYH7 Rabbit mAb é um anticorpo monoclonal validado para aplicações de Western blot, imunofluorescência e ELISA. Detecta isoformas da cadeia pesada da miosina cardíaca humana, murina e de rato. Ideal para pesquisas sobre doenças cardiovasculares.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Descrição
Nome do produto	MYH6/MYH7 Rabbit mAb
Observações/Alcunhas	ASD3; MYHC; SSS3; CMH14; MYHCA; CMD1EE; alpha-MHC; CMH1; MPD1; SPMD; SPMM; CMD1S; MYHCB
Espécie	Humana
ID do gene (humano)	4624/4625
Imunógeno	Peptídeo sintético: um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1730-1830 de MYH6/MYH7 humano (NP_002462.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	WB, IF-P, ELISA
Reatividade cruzada	Humana, camundongo, rato
SWISS	P13533/P12883
Peso da proteína	223 kDa
Envio	Bolsa de gelo