

## Anti-Myh7 Anticorpo Policlonal De Coelho - P12883

Número do item: CM0024256



### introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o MYH7 humano (miosina-7), uma proteína motora cardíaca/de músculo esquelético lento. Validado para WB, IF-P, IHC-P, ELISA; reage cruzadamente com humano, camundongo, rato. Adequado para estudos de contração muscular e cardiomiopatia.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                                              |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | MYH7 pAb de Coelho                                                                                                 |
| Observações/Apelido | CMH1, MPD1, SPMD, SPMM, CMD1S, MYHCB, CMYP7A, CMYP7B, MYH7                                                         |
| Espécie             | Humano                                                                                                             |
| ID do Gene (Humano) | 4625                                                                                                               |
| ID do Gene          | 4625                                                                                                               |
| Imunógeno           | Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1240-1340 do MYH7 humano (NP_000248.2) |
| Fonte               | Coelho                                                                                                             |
| Categoria           | Anticorpos Policlonais                                                                                             |
| Aplicação           | WB, IF-P, IHC-P, ELISA                                                                                             |
| Reatividade Cruzada | Humano, Camundongo, Rato                                                                                           |
| SWISS               | P12883                                                                                                             |
| Peso da Proteína    | 223 kDa                                                                                                            |
| Envio               | Saco com gelo                                                                                                      |