

Anticorpo Monoclonal Anti-Myh7/ β -Mhc Para Wb, Elisa - P12883

Número do item: CM0006964



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho que visa o MYH7/ β -MHC humano (cadeia pesada de miosina 7). Validado para WB e ELISA, com reatividade cruzada para camundongo e rato. Adequado para estudar a contração muscular e a cardiomiopatia. Peso molecular previsto de 223 kDa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	MYH7/ β -MHC Rabbit mAb
Observações/Apelido	CMH1; MPD1; SPMD; SPMM; CMD1S; MYHCB; CMYP7A; CMYP7B; MYH7/ β -MHC
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	4625
ID do Gene	4625
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1700-1800 do MYH7/ β -MHC humano (NP_000248.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P12883
Peso da Proteína	223kDa
Envio	Saco de gelo