

Anticorpo Monoclonal Coelho Polymab® Anti-Myh7/B-Mhc Para Wb, If-P, Elisa - P12883

Número do item: CM0007099



introdução

Anticorpo monoclonal recombinante de coelho contra MYH7/β-MHC (cadeia pesada de miosina 7, isoforma cardíaca beta). Validado para WB, IF-P, ELISA em humano, rato, camundongo. Suporta pesquisas sobre contração muscular e cardiomiopatia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PolymAb® Coelho Anti-MYH7/β-MHC
Observações/Apelido	CMH1; MPD1; SPMD; SPMM; CMD1S; MYHCB; CMYP7A; CMYP7B
Espécie	Humano
ID do Gene	4625
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1240-1340 do MYH7/β-MHC humano (NP_000248.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P12883
Peso Proteico	223kDa
Envio	Saco de gelo