


Anti-Myh9 Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb, Ihc-P, Elisa - P35579

Número do item: CM0013875



introdução

O pAb de Coelho MYH9 é um anticorpo policlonal validado para WB, IHC-P e ELISA, reagindo com MYH9/Myosin-9 humano e de camundongo, crucial para pesquisas sobre motilidade celular e citocinese.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	MYH9 Rabbit pAb
Observações/Apelido	MHA; FTNS; EPST5; BDPLT6; DFNA17; MATINS; NMMHCA; NMHC-II-A; NMMHC-IIA; MYH9
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	4627
ID do Gene	4627
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1711-1960 do MYH9 humano (NP_002464.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P35579
Peso da Proteína	227kDa
Envio	Saco de gelo