

Anticorpo Policlonal Anti-Myl1 Para Wb, Elisa - P05976

Número do item: CM0024714

introdução

Anticorpo policlonal de coelho MYL1 de alta qualidade validado para WB e ELISA. Reage com amostras humanas, de camundongo e de rato. Peso molecular previsto de 21 kDa. Ideal para pesquisa de músculo esquelético.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	MYL1 pAb de Coelho
Observações/Apelido	MLC1; MLC-1; MLC1F; MLC3F; CMYP14; MLC1/3; MYOFTA; MYL1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	4632
GeneID	4632
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-150 do MYL1 humano (NP_524146.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P05976
Peso da Proteína	21kDa
Envio	Saco com gelo