

Anticorpo Policlonais Anti-Myl12A Para Wb - P19105

Número do item: CM0025727

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao MYL12A humano (MLC-2B), validado para Western blot e ELISA. Imunógeno recombinante que abrange os aminoácidos 92-171. Ideal para estudos de regulação da miosina e motilidade celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	MYL12A Rabbit pAb
Observações/Apelidos	MLCB, MRCL3, MRCL3, MYL2B, MLC-2B, HEL-S-24, MYL12A
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	10627
GeneID	10627
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 92-171 do MYL12A humano (NP_006462.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P19105
Peso Proteico	20kDa
Envio	Bolsa de gelo