

Anticorpo Monoclonal Anti-Myl12B Para Wb, If/Icc, Elisa - O14950

Número do item: CM0009058

introdução

Anticorpo monoclonal recombinante de coelho contra MYL12B (MLC-2A, MRLC2). Validado para WB, IF/ICC, ELISA. Reage com amostras humanas, de camundongo e rato. Ideal para pesquisa em citoesqueleto e motilidade celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	MYL12B Rabbit mAb
Observações/Alias	MLC-B; MRLC2; MYL12B
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	103910
GeneID	103910
Imunógeno	Peptídeo Sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 73-172 do MYL12B humano (O14950).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O14950
Peso da Proteína	20kDa
Envio	Saco de gelo