

## Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Myl2 Para Wb, If-P, Elisa - P10916

Número do item: CM0015303



### introdução

O pAb de coelho anti-MYL2 detecta especificamente a cadeia leve reguladora 2 da miosina ventricular/cardíaca em humanos, camundongos e ratos. Ideal para aplicações de WB, IF-P e ELISA em pesquisas sobre contração do músculo cardíaco e cardiomiopatia.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                                                   |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do produto     | pAb de coelho MYL2                                                                                                      |
| Observações/Alias   | MLC2; CMH10; MFM12; MLC-2; MLC-2v; MLC-2s/v; MYL2                                                                       |
| Espécie             | Humana                                                                                                                  |
| GeneID (humano)     | 4633                                                                                                                    |
| GeneID              | 4633                                                                                                                    |
| Imunógeno           | Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-166 da MYL2 humana (NP_000423.2) |
| Origem              | Coelho                                                                                                                  |
| Categoria           | Anticorpos policlonais                                                                                                  |
| Aplicação           | WB, IF-P, ELISA                                                                                                         |
| Reatividade cruzada | Camundongo, rato                                                                                                        |
| SWISS               | P10916                                                                                                                  |
| Peso da proteína    | 19 kDa                                                                                                                  |
| Transporte          | Bolsa de gelo                                                                                                           |