

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Myl3 Para Wb, If/Icc, Elisa - P08590

Número do item: CM0028959



introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho MYL3 (P08590) validado para WB, IF/ICC, ELISA em amostras humanas, de camundongo e rato. Ideal para pesquisa em músculo cardíaco e miosina. Fornecimento completo pela CamelBio.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	MYL3 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	CMH8, VLC1, VLCL, MLC1V, MLC1SB, MLC-IV/sb, MYL3
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	4634
GeneID	4634
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-195 da MYL3 humana (NP_000249.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P08590
Peso Molecular da Proteína	22kDa
Envio	Bolsa de gelo