

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Myl6B (Validado Por Ko) Para Wb E Elisa - P14649

Número do item: CM0023137



introdução

Anticorpo policlonal de coelho MYL6B (MLC15A), validado por KO, para Western blot e ELISA. Adequado para pesquisa em humanos, camundongos e ratos sobre a função da cadeia leve de miosina e biologia muscular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[Validado por KO] MYL6B pAb de Coelho
Observações/Apelido	MLC15A; 6B
Espécie	Humano
GeneID	140465
Imunogénio	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-208 do MYL6B humano (NP_002466.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P14649
Peso Proteico	23kDa
Envio	Saco de gelo