

Anti-Myl9 Rabbit Pab Para Wb, If-P, Elisa - P24844

Número do item: CM0030134

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra MYL9 humano (cadeia leve reguladora de miosina 9) para Western blot (WB), imunofluorescência (IF-P) e ELISA. Detecta MYL9 endógeno em amostras humanas, de camundongo e de rato. Útil para pesquisa de músculo liso e motilidade celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	MYL9 Rabbit pAb
Observações/Apelido	LC20; MLC2; MRLC1; MYRL2; MLC-2C; MMIHS4; MYL9
Espécie	Humano
GeneID (humano)	10398
GeneID	10398
Imunógeno	Peptídeo sintético; Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 do MYL9 humano (NP_006088.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P24844
Peso da Proteína	20kDa
Envio	Saco com gelo