

Anticorpo Policlonal Anti-Mylip Para Wb, Elisa - Q8Wy64

Número do item: CM0026708



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado a MYLIP (IDOL/MIR), uma ligase E3 de ubiquitina crítica para o metabolismo do colesterol. Validado para WB e ELISA, reage de forma cruzada com humano, camundongo e rato.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Policlonal de Coelho Anti-MYLIP
Observações/Apelido	MIR; IDOL; MYLIP
Espécie	Humano
GeneID (humano)	29116
GeneID	29116
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 266-445 da MYLIP humana (NP_037394.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q8WY64
Peso Proteico	50kDa
Envio	Em saco de gelo