

Anticorpo Policlonal Anti-Myo10 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Hd67

Número do item: CM0015915



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado contra MYO10 humano (Miosina-X), adequado para WB, IF/ICC e ELISA. Envolvido na formação de filopódios e na motilidade baseada em actina. Apresenta reação cruzada com camundongo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	MYO10 Rabbit pAb
Observações/Apelido	MyoX; MYO10
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	4651
GeneID	4651
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 845-944 do MYO10 humano (NP_036466.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q9HD67
Peso da Proteína	237 kDa
Envio	Bolsa de gelo